



## Полировальные пасты LUXOR (Франция)

Полная линейка полировальных паст, для всех этапов обработки:  
грубая обработка → средняя → финиш → зеркальный супер-финиш

Эффект полировки	Цвет пасты	Размер зерна, мкм	Материал диска	Артикул
грубая	розовый/красный <sup>1)</sup>	6,5	фетр / хлопок	13746
средняя обработка	зеленый	3,0	фетр / хлопок	15954
	серый	1,0	фетр / хлопок	15956
	синий <sup>2)</sup>	1,0	хлопок	15955
финишная обработка	желтый	0,5	хлопок	13731
	белый	0,3	хлопок	13747
зеркальный супер-финиш	оранжевый <sup>3)</sup>	0,1	хлопок	13748

- 1) Розовая/красная паста легко заполировывает микроцарапины и даже серьезные дефекты.
- 2) Синяя паста также может использоваться для полировки эмалированных поверхностей.
- 3) Для финишной полировки эксклюзивных изделий рекомендуется паста оранжевого цвета.

### Главные преимущества полировальных паст LUXOR:

- Высококачественное, отборное сырье. Паста состоит из минеральной связки и оксида алюминия (другие производители используют дешевый оксид железа). Остатки пасты с изделий легко смываются в ультразвуковой ванне.
- Огромный процент абразива в пасте – до 70% (у других паст 30-35%) позволяет получить существенную экономию пасты и времени на обработку.
- Очень точный размер абразивных частиц (для их получения используется метод посекундного осаждения) позволяет получать гарантированно безупречный результат.
- Хорошая адгезия с полировальными кругами. Не пылят. Рабочее место – всегда чистое.

**Ø = 30 мм, L = 80 мм. Вес ~ 110 г. Продажа поштучно. В заводской упаковке 100 шт.  
Специальные цены при оптовой покупке (от 100 шт.)**

Полировальные пасты LUXOR. [Посмотрите краткое видео на YouTube](#) →



Наилучшие результаты вы получите при использовании паст LUXOR совместно с кругами премиального качества PQ "[коробочка хлопка](#)"



Ювелирный технопарк "Сапфир"  
Москва, Кострома, Санкт-Петербург  
[www.sapphire.ru](http://www.sapphire.ru)

→ На сайт в раздел "[Шлифмашины, насадки и пасты](#)"